

# Zastosowanie pakietu Geant4 w fizyce jądrowej Wykład 9

Aleksandra Fijałkowska

20 grudnia 2018

Symulacja światła w pakiecie Geant4 obejmuje:

- ▶ produkcję światła – scyntylacja, promieniowanie Czerenkowa
- ▶ propagację światła
- ▶ kolekcję i rejestrację

## Lista fizyczna

Fotony optyczne są reprezentowane przez klasę **G4OpticalPhoton**. Wykorzystanie fotonów, podobnie jak każdej innej cząstki w symulacji wymaga dodania ich definicji do tabeli cząstek (metoda **ConstructParticle**).

```
void PhysicsList::ConstructParticle()
{
    G4OpticalPhoton::Definition();
}
```

Geant dysponuje trzema procesami, w których fotony optyczne mogą być produkowane: scyntylacja (**G4Scintillation**), promieniowanie Czerenkowa (**G4Cerenkov**) oraz promieniowanie przejścia (**G4TransitionRadiation**). Aby doszło do powstania fotonów przynajmniej jeden z tych procesów musi być aktywowany (chyba, że fotony optyczne będą wysyłane na początku zdarzenia jako cząstki pierwotne), przykład:

```
void PhysicsList::ConstructProcess()
{
    G4Scintillation* scintillationProcess = new G4Scintillation();
    auto aParticleIterator=GetParticleIterator();
    aParticleIterator->reset();
    while( (*aParticleIterator)() )
    {
        G4ParticleDefinition* particle = theParticleIterator->value();
        G4ProcessManager* pmanager = particle->GetProcessManager();
        if (theScintillationProcess->IsApplicable(*particle))
        {
            pmanager->AddProcess(theScintillationProcess);
            pmanager->SetProcessOrdering(theScintillationProcess, idxPostStep);
        }
    }
}
```

Do tego wszystkiego należy dołączyć procesy, którym mogą ulegać fotony (do tej pory dołączyliśmy procesy, w których fotony optyczne powstają, a którym ulegają cząstki naładowane). Do procesów optycznych zaliczamy:

- ▶ Absorpcja
- ▶ Rozproszenie Rayleigh-a
- ▶ Procesy przejścia przez granicę dwóch ośrodków (dielektryk-dielektryk, dielektryk-metal, dielektryk-ciało czarne)
- ▶ Wavelength Shifting (WLS) – przesunięcie długości fali

Fragment metody ConstructProcess() dołączający procesy optyczne

```
theAbsorptionProcess      = new G40pAbsorption();
theRayleighProcess        = new G40pRayleigh();
theBoundaryProcess        = new G40pBoundaryProcess();
theWLSProcess             = new G40pWLS();
if (particleName == "opticalphoton")
{
    pmanager->AddDiscreteProcess(theAbsorptionProcess);
    pmanager->AddDiscreteProcess(theRayleighProcess );
    pmanager->AddDiscreteProcess(theBoundaryProcess);
    pmanager->AddDiscreteProcess(theWLSProcess);
}
```

Fotony optyczne

Procesy fizyczne

Właściwości  
materiałów

Detekcja fotonów

Dobra informacja jest taka, że jeśli cząstki i procesy fizyczne są dołączane w sposób, jaki zastosowaliśmy w naszych przykładowych kodach, czyli przez dziedziczenie po **G4VModularPhysicsList()** oraz wywołanie metody **RegisterPhysics** dla każdej z niezbędnych „typów” fizyki dołączenie procesów odpowiadających za powstanie i propagację fotonów optycznych jest bardzo łatwe. Wystarczy w konstruktorze klasy **PhysicsList** „zarejestrować” klasę **G4OpticalPhysics** zawierającą wszystkie niezbędne procesy. Fragment metody **ConstructProcess()** dołączający procesy optyczne:

```
PhysicsList::PhysicsList() : G4VModularPhysicsList()
{
...
    RegisterPhysics( new GeneralPhysics("general") );
    // EM Physics
    RegisterPhysics( new EMPhysics("standard EM"));
    // Muon Physics
    RegisterPhysics( new MuonPhysics("muon"));
...
    // Optical Physics
    G4OpticalPhysics* opticalPhysics = new G4OpticalPhysics();
    RegisterPhysics( opticalPhysics );
}
```

Geant nie posiada wewnętrznej bazy właściwości optycznych różnych materiałów. Dotyczy to zarówno produkcji światła, jak i jego propagacji. Wszystkie parametry materiałów, w których mogą propagować się fotony muszą być określone przez użytkownika. Właściwości te określa się przez podanie odpowiednich tablic w funkcji energii fotonu. Przykładowe właściwości materiałów:

- ▶ współczynnik załamania
- ▶ długość absorpcji
- ▶ wydajność scyntylacji (można uwzględnić dwa komponenty – szybki wolny)
- ▶ stała czasowa scyntylacji (dwie komponenty)
- ▶ średni kąt rozproszenia Rayleigh-a

## Właściwości materiałów, przykład

Przykład budowania materiału, który może emitować fotony optyczne (scyntylatora) wraz z określeniem jego własności optycznych

```
G4Material* MaterialsManager::GetBC408()
{
    //budowa materiału
    BC408 = new G4Material("BC408", density= 1.032*g/cm3, numberElements=2);
    BC408->AddElement(H, 138); //H:C ratio = 1.104
    BC408->AddElement(C, 125);

    //tablica do której wkładamy własności optyczne
    G4MaterialPropertiesTable* BC408LightProperties = new G4MaterialPropertiesTable();

    //scyntylicj, energie fotonów
    int scintEntries = 12;
    G4double photonEnergy[] = {2.38*eV, 2.48*eV, 2.58*eV, 2.69*eV,
                               2.75*eV, 2.82*eV, 2.92*eV, 2.95*eV,
                               3.02*eV, 3.10*eV, 3.26*eV, 3.44*eV};

    //liczba wyemitowanych fotonów na 1 MeV zdeponowanej energii
    BC408LightProperties->AddConstProperty("SCINTILLATIONYIELD", (10000.0)/MeV);

    //niepewność liczby wyemitowanych fotonów:
    //sigma = RESOLUTIONSCALE*sqrt(MeanNumberofPhotons)
    //można ten rozkład poszerzyć, jeśli się chce
    BC408LightProperties->AddConstProperty("RESOLUTIONSCALE", 1.0);
```

cdn.

cd.

```
//prawdopodobieństwo emisji danej energii dla szybkiej składowej
G4double scintilFast[] = { 0.02, 0.09, 0.20, 0.40, 0.55, 0.80,
                           1.00, 0.80, 0.50, 0.20, 0.08, 0.02 };
BC408LightProperties->AddProperty("FASTCOMPONENT",photonEnergy,
                                scintilFast, scintEntries)->SetSpline(true);

//czas wyświecania szybkiej składowej
BC408LightProperties->AddConstProperty("FASTTIMECONSTANT", 2.1*ns);

//wolna składowa - założmy, że jest taka sama
G4double* scintilSlow = scintilFast;
BC408LightProperties->AddProperty("SLOWCOMPONENT",photonEnergy,
                                scintilSlow,scintEntries)->SetSpline(true);

//ma jednak dłuższy czas wyświecania
BC408LightProperties->AddConstProperty("SLOWTIMECONSTANT", 10.*ns);

//jaka część całej scyntytacji to szybka składowa:
BC408LightProperties->AddConstProperty("YIELDRATIO",0.5);
```

cdn.



Pozostałe własności (nie związane z emisją światła)

cd.

```
//współczynnik załamania
G4double rIndex[] = { 1.58, 1.58, 1.58, 1.58, 1.58, 1.58,
                      1.58, 1.58, 1.58, 1.58, 1.58, 1.58 };

BC408LightProperties->AddProperty("RINDEX", photonEnergy,
                                rIndex, scintEntries);

//długość absorpcji
G4double absLength[] = { 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m,
                        3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m, 3.8*m };

BC408LightProperties->AddProperty("ABSLENGTH", photonEnergy,
                                absLength, scintEntries);

//ma koniec dodajemy naszą tablicę do materiału
BC408->SetMaterialPropertiesTable(BC408LightProperties);
BC408LightProperties->DumpTable();

//zwracamy wskaźnik do materiału
return BC408;
}
```

## Właściwości materiałów, przykład 2

Dużo łatwiej to wygląda jeśli fotony mają tylko poruszać się w materiale, a nie być w nim emitowane:

```
G4Material* MaterialsManager::GetAir()
{
    air = new G4Material("Air", density= 1.29*mg/cm3, numberElements=2);
    air->AddElement(N, 70*perCent);
    air->AddElement(O, 30*perCent);

    G4MaterialPropertiesTable* airLightProperties = new G4MaterialPropertiesTable();
    //definiuję parametry materialu dla tych samych fotonów, ale nie muszę
    int scintEntries = 12;
    G4double energies[] = {2.38*eV, 2.48*eV, 2.58*eV, 2.69*eV,
                           2.75*eV, 2.82*eV, 2.92*eV, 2.95*eV,
                           3.02*eV, 3.10*eV, 3.26*eV, 3.44*eV};

    G4double rIndex[] = {1.00029, 1.00029, 1.00029, 1.00029,
                          1.00029, 1.00029, 1.00029, 1.00029,
                          1.00029, 1.00029, 1.00029, 1.00029};

    G4double absLength[] = {100.0*m, 100.0*m, 100.0*m, 100.0*m,
                             100.0*m, 100.0*m, 100.0*m, 100.0*m,
                             100.0*m, 100.0*m, 100.0*m, 100.0*m};

    airLightProperties->AddProperty("RINDEX", energies, rIndex, scintEntries);
    airLightProperties->AddProperty("ABSENGTH", energies, absLength, scintEntries);
    air->SetMaterialPropertiesTable(airLightProperties);
    return air;
}
```


## Wykończenie elementów

Wszystkie materiały, w których mogą się poruszać fotony muszą mieć ustalony współczynnik załamania i długość absorpcji.

Geant umożliwia także określenie rodzaj przejścia pomiędzy elementami geometrii (dielektryk-dielektryk, dielektryk-metal) oraz sposobu wykończenia ich powierzchni (gładkie/chropowate/pomalowane).

Dostępne parametry:

- ▶ Finish – polished, ground, groundfrontpainted, lista w G4OpticalSurface.hh
- ▶ Model – unified, glisur (z geant3)
- ▶ RINDEX – współczynnik załamania
- ▶ SPECULARLOBECONSTANT
- ▶ SPECULARSPIKECONSTANT
- ▶ REFLECTIVITY – odbicie
- ▶ EFFICIENCY – wydajność pochłaniania



[http://wiki.opengatecollaboration.org/index.php/  
Users\\_Guide:Generating\\_and\\_tracking\\_optical\\_photons](http://wiki.opengatecollaboration.org/index.php/Users_Guide:Generating_and_tracking_optical_photons)

## Przykład, materiał otaczający scyntylator

```
G4double energy [] = {2.38*eV, 2.48*eV, 2.58*eV, 2.69*eV,
                      2.75*eV, 2.82*eV, 2.92*eV, 2.95*eV,
                      3.02*eV, 3.10*eV, 3.26*eV, 3.44*eV};

int entries = 12;
//nie pochałania fotonów (efficiency)
G4double efficiency[] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
                          0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

//100% odbicie
G4double reflectivity[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
                            1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};

//sposob odbijania
G4double secularSpike[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
                             1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};

G4MaterialPropertiesTable* reflFoilMat = new G4MaterialPropertiesTable();
reflFoilMat->AddProperty("EFFICIENCY", energy, efficiency, entries);
reflFoilMat->AddProperty("REFLECTIVITY", energy, reflectivity, entries);
reflFoilMat->AddProperty("SPECULARSPIKECONSTANT", energy, secularSpike, entries);

//tworzenie powierzchni optycznej:
G4OpticalSurface* reflectFoilOpSurf = new G4OpticalSurface("reflectFoilOpSurf");
reflectFoilOpSurf->SetType( dielectric_metal );
reflectFoilOpSurf->SetFinish( polished );
reflectFoilOpSurf->SetModel( unified );
reflectFoilOpSurf->SetMaterialPropertiesTable(reflFoilMatTable);

//przypisanie własności do zmiennej logicznej wrappingLogic
new G4LogicalSkinSurface( "reflectFoilSkin", wrappingLogic, reflectFoilOpSurf);
```

# Przykład, fotokatoda fotopowielacza

```
G4double energy [] = {2.38*eV, 2.48*eV, 2.58*eV, 2.69*eV,  
                      2.75*eV, 2.82*eV, 2.92*eV, 2.95*eV,  
                      3.02*eV, 3.10*eV, 3.26*eV, 3.44*eV};  
  
int entries = 12;  
G4double efficiency[]={1., 1., 1., 1., 1., 1.,  
                       1., 1., 1., 1., 1., 1.};  
G4double reflectivity[]={0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2,  
                         0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2};  
  
G4MaterialPropertiesTable* photocathMatTable = new G4MaterialPropertiesTable();  
photocathMatTable->AddProperty("EFFICIENCY", energy,efficiency, entries);  
photocathMatTable->AddProperty("REFLECTIVITY", energy,reflectivity, entries);  
  
G4OpticalSurface* photocathOpSurf = new G4OpticalSurface("photocathOpSurf");  
photocathOpSurf->SetModel( unified );  
photocathOpSurf->SetFinish( polished );  
photocathOpSurf->SetType( dielectric_metal );  
photocathOpSurf->SetMaterialPropertiesTable(photocathMatTable);  
new G4LogicalSkinSurface( "photocathOptSkin", photocathLogic, photocathOpSurf);
```

Detekcja fotonów optycznych w kodzie Geant4 jest specyficzna.

Po każdym kroku, w którym fotony przechodzą przez granicę dwóch ośrodków mają nadany status, np. `Transmission`, `TotalInternalReflection`, `Absorption`, `Detection` itp. Jeśli status fotonu jest „`Detection`”, to uznajemy, że został on „zmierzony”. Uzyskanie informacji o statusie odbywa się w metodzie `void SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* theStep)`

## Detekcja fotonów cd.

```
void SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* theStep)
{
    G4OpBoundaryProcessStatus boundaryStatus=Undefined;
    static G4ThreadLocal G4OpBoundaryProcess* boundary=NULL;
    if(!boundary)
    {
        G4ProcessManager* pm
            = theStep->GetTrack()->GetDefinition()->GetProcessManager();
        G4int nprocesses = pm->GetProcessListLength();
        G4ProcessVector* pv = pm->GetProcessList();
        for( int i=0;i<nprocesses;i++){
            if((*pv)[i]->GetProcessName()=="OpBoundary"){
                boundary = (G4OpBoundaryProcess*)(*pv)[i];
                break;
            }
        }
    }
    G4ParticleDefinition* particleType = theTrack->GetDefinition();
    if(particleType==G4OpticalPhoton::OpticalPhotonDefinition())
    {
        boundaryStatus=boundary->GetStatus();
        if(thePostPoint->GetStepStatus()==fGeomBoundary)
        {
            if (boundaryStatus == Detection)
            {
                //foton został zmierzony
            }
        }
    }
}
```

## Detekcja fotonów cd.

Można oczywiście śledzić fotony „klasycznie” patrząc na początek i koniec kroku.

